




## Dezinfekční řád – nástroje a ruce

Oblast použití	Četnost	Způsob aplikace	Název přípravku	Účinnost	Koncentrace aplikačního roztoku	Expozice	
	Nástroje z chirurgické oceli, pomůcky z kovu, plastu, skla, aj.	po použití	ponořit do pracovního roztoku, po expozici opláchnout vodou	<b>LAVOSEPT K - roztok</b>	AV	Koncentrát (neředit)	30 min
		po použití	ponořit do pracovního roztoku, po expozici opláchnout vodou	<b>LAVOSEPT K - koncentrát</b>	AV	0,5 – 1,0%	30 min
	Hygienická dezinfekce kůže	na začátku pracovní směny; po použití toalety; před jídlem	umýt ruce mýdlem a nanést na suchou pokožku	<b>LAVOSEPT KŮŽE</b>	ABV	koncentrát	30 s
	Chirurgická dezinfekce rukou	při kontaminaci; před a po vyšetření pacienta; před výdejem stravy	umýt ruce mýdlem a nanést na suchou pokožku opakovaně po dobu 5 min	<b>LAVOSEPT KŮŽE GEL</b>	ABV	2 x 5 ml	5 min
	Dezinfekce kůže	před vpichem; před zavedením kanyly; před operačním zákrokem	místo vpichu dokonale smočít, nechat zaschnout, případně rozetřít tampónem	<b>LAVOSEPT KŮŽE</b>	ABV	koncentrát	30 s




Dezinfekční přípravky ředíme zpravidla ve vodě 20 – 25 °C.

Při manipulaci, při přípravě a následné práci s aplikačními roztoky dezinfekčních přípravků je nutné se řídit pokyny a návodem, který udává výrobce zpravidla na obalu výrobků, příp. v příbalovém informačním letáku.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím vždy čtěte údaje uvedené na obalu.

<b>A</b>	<b>baktericidní</b> ( <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Escherichia coli</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Proteus vulgaris</i> )
<b>V</b>	<b>fungicidní</b> ( <i>Candida albicans</i> , <i>Aspergillus niger</i> , <i>Penicillium aurantiogriseum</i> )
<b>B</b>	<b>virucidní</b> ( <i>E. coli</i> bakterifág phi X 174 a hostitelská <i>E. coli</i> )

## Dezinfekční řád – plochy

Oblast použití	Četnost	Způsob aplikace	Název přípravku	Účinnost	Koncentrace aplikačního roztoku	Expozice
 Podlahy a obklady, chodby	1x denně a při kontaminaci	setřít namokro a nechat uschnout	<b>LAVOSEPT K koncentrát</b>	AV	0,5 – 1,0%	30 min
 Rychlá dezinfekce – malé plochy a předměty (vozíky, kliky, stoly, odpadkové koše, nábytek, aj.)	3x denně a při kontaminaci	rychlá dezinfekce postříkem – nastříkat a po expozici opláchnout	<b>LAVOSEPT K roztok ve spreji</b>	AV	koncentrát	30 min
Vany	po každém použití	nastříkat a po expozici opláchnout	<b>LAVOSEPT K roztok ve spreji</b>	AV	koncentrát	30 min
 Sociální zařízení – podlaha, WC, umyvadla, výlevky	2x denně	nastříkat a po expozici opláchnout	<b>LAVOSEPT K roztok ve spreji</b>	AV	koncentrát	30 min

Dezinfekční přípravky ředíme zpravidla ve vodě 20 – 25 °C.

Při manipulaci, při přípravě a následné práci s aplikačními roztoky dezinfekčních přípravků je nutné se řídit pokyny a návodem, který udává výrobce zpravidla na obalu výrobků, příp. v příbalovém informačním letáku.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím vždy čtěte údaje uvedené na obalu.

<b>A</b>	<b>baktericidní</b> ( <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Escherichia coli</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Proteus vulgaris</i> )
<b>V</b>	<b>fungicidní</b> ( <i>Candida albicans</i> , <i>Aspergillus niger</i> , <i>Penicillium aurantiogriseum</i> )
<b>B</b>	<b>virucidní</b> ( <i>E. coli</i> bakterifág phi X 174 a hostitelská <i>E. coli</i> )

Kontakt na výrobce: Amoené s.r.o., B. Němcové 1238, Příbor, 742 58

[marketing@amoene.cz](mailto:marketing@amoene.cz)

+420 720 403 443